

コロナマイクロプレートリーダー ディスカウントキャンペーン

官公庁・大学等教育関連機関限定

期間：2025年10月1日(水)～2026年4月24日(金)ご発注分まで

グレーティング式マルチマイクロプレートリーダー SH-9500N(BG)

- ・吸光測定、上方蛍光測定、発光測定などさまざまな測定方式に対応
- ・グレーティング方式により仕様の範囲内で1nmごとに波長設定可能
- ・エンドポイント、カインेटィック、多点、スペクトルの4つの測定モード
- ・恒温機能(35～45℃ ただし室温+7℃以上)、攪拌機能搭載
- ・制御ソフトウェア SF7 付属
- ・3年保証

SH-9500N(BG) 吸光・上方蛍光・発光・恒温機能

キャンペーン期間参考価格 税抜¥**3,480,000**(税込¥3,828,000)



吸光マイクロプレートリーダー MTP-320Lab

- ・単色LEDを採用した新方式プレートリーダー
- ・数年で交換が必要になっていた光源を、長寿命なLED光源にしました
(約10,000時間使用可能)
- ・ELISAアッセイにこの1台
- ・最大8波長搭載可能(オプション)
- ・制御ソフトウェアSF7付属
- ・3年保証
- ・標準4波長 405nm/450nm/492nm/630nm 標準装備 ※変更はできません

キャンペーン期間参考価格 税抜¥**598,000**(税込¥657,800)



※記載金額はキャンペーン期間中のメーカー希望価格であり、具体的な販売価格については代理店にお問合せ下さい。
(再販売価格を拘束するものではありません)

※別途、交通費、宿泊費、諸経費が発生いたします。

※本体の操作には別途PCが必要です。(Windows10、11をご用意ください)

※3年保証はプレートリーダー本体に限ります。光源ランプなど消耗品は除きます。

※台数無くなり次第終了となります。

吸光グレーティングマイクロプレートリーダー SH-1200Lab

- ・グレーティングモノクロメータ方式採用によりフィルタの追加・交換なしに
自由な波長選択とスペクトル測定が可能
- ・測定範囲 -0.5～3.5Abs
- ・波長範囲 200～1,000nm
- ・1nm ごとに波長設定可能
- ・測定プレート 6～384 ウェルプレート
- ・3 年保証



キャンペーン期間参考価格 税抜¥1,000,000(税込¥1,100,000)

吸光グレーティングマイクロプレートリーダー SH-1300Lab

- ・グレーティングモノクロメータ方式採用によりフィルタの追加・交換なしに
自由な波長選択とスペクトル測定が可能
- ・測定範囲 -0.5～4.0Abs
- ・波長範囲 400～750nm
- ・1nm ごとに波長設定可能
- ・測定プレート 96、384 ウェルプレート
- ・3 年保証



キャンペーン期間参考価格 税抜¥840,000(税込¥924,000)

※記載金額はキャンペーン期間中のメーカー希望価格であり、具体的な販売価格については代理店にお問合せ下さい。

(再販売価格を拘束するものではありません)

※別途、交通費、宿泊費、諸経費が発生いたします。

※本体の操作には別途 PC が必要です。(Windows10、11 をご用意ください)

※3 年保証はプレートリーダー本体に限ります。光源ランプなど消耗品は除きます。

※台数無くなり次第終了となります。

●販売

株式会社 日立ハイテックアナリシス

本 社 〒105-6411 東京都港区虎ノ門 1-17-1 TEL:080-1172-7021
虎ノ門ヒルズビジネスタワー
関西支店 TEL:090-2769-0647
中部支店 TEL:090-2769-0829

URL www.hitachi-hightech.com/hhs/

分析機器に関する各種お問い合わせは・・・
お客様サポートセンター (03)3504-7211

受付時間 9:00～11:50 12:45～17:30 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

●製造・販売・修理

コロナ電気株式会社

本 社 〒312-0052 茨城県ひたちなか市東石川 3517 番地 (029)273-6114

URL <https://www.corona-el.co.jp/>

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

お問い合わせは

●研究用のみ使用できます。診断用にはご使用いただけません。
●製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合があります。